

A close-up photograph of a person's back and shoulder, showing the skin texture and the curve of the shoulder blade. The image is partially obscured by a purple overlay on the right side.

Patiënt informatie

EVEbra systeem

(externe pomp en cups)

(Het EVEbra systeem is eigendom van het ziekenhuis/kliniek en dus in bruikleen)

Aleamed



Inhoud

ESTHETISCH	4
RECONSTRUCTIE	4
DRAAGDISCIPLINE	4
VOOR DE OPERATIE	4
NA DE OPERATIE	5
NABEHANDELING NA OPERATIE	5
DOUCHEN	5
EVEBRA-POMP® IN COMBINATIE MET EVEBRA-CUP(S)	6
VOORZorgen EN WAARSCHUWINGEN	10
EVE BRA SYSTEEM	12
ALARM	12
ALARM TIJDENS OPBOUW ONDERDRUK	12- 13
ALARM WEGVALLEN ONDERDRUK /ONVERMOGEN INGESTELDE ONDERDRUK TE HALEN BIJ MAXIMAAL POMPVERMOGEN	14
STANDBY-ALARM	15
VOORBEREIDINGEN	16
HET AANBRENGEN VAN DE CUP(S)	16
VERZORGING VAN DE HUID EN ONDERHOUD VAN DE CUPS	17
TIPS	17
VEELGESTELDE VRAGEN	18
BEPERKINGEN T.A.V. HET GEBRUIK VAN MEDICIJNEN	19

De EVEbra-pomp®, in combinatie met EVEbra-cup(s), biedt de mogelijkheid om borstweefsel te vergroten en/of te reconstrueren.

ESTHETISCH

De behandeling is bedoeld voor vrouwen die de voorkeur geven aan een natuurlijk proces van borstvergroting. Dankzij deze behandeling kan men de borsten circa 1 à 2 cupmaten vergroten, afhankelijk van de hoeveelheid eigen vetweefsel die geoogst kan worden.

RECONSTRUCTIE

Indien u een één- of tweezijdige borstamputatie heeft ondergaan (d.i. het verwijderen van de borst of een gedeelte van de borst) en een voorkeur heeft voor een chirurgische borstreconstructie, anders dan bijvoorbeeld een borstreconstructie met implantaten of een DIEP-lap.



DRAAGDISCIPLINE

Wij adviseren om de EVE-bra pomp® minimaal 6 uur per dag ononderbroken te dragen. Anders onderbreekt u de aanmaak van weefselgroei.

VOOR DE OPERATIE

Kies programma 2: intermitterend -20/-60. Als voorbereiding om uw huid te laten wennen aan het dragen van de pomp. Wij adviseren u om het onderstaande opbouwschema te volgen.

Dag 1	3 uur aaneengesloten
Dag 2	5 uur aaneengesloten
Dag 3	8 uur aaneengesloten
Dag 4	10 uuraaneengesloten
Dag 5-16	12 uur aaneengesloten
Dag 17-18	48 uur non-stop

De laatste 2 dagen vooraf aan de operatie draagt u de pomp non-stop. U mag de pomp kortdurend verwijderen om te kunnen douchen.

De EVEBRA-pomp dient u te dragen tot vlak voor de operatie. De plastisch chirurg zal voor de ingreep de cups en het pompje zelf verwijderen.

NA DE OPERATIE

Kies programma 1 (continu -20)

2-4 weken afhankelijk van advies operateur: 10 uur per dag, te starten 5 dagen na de ingreep

NABEHANDELING NA OPERATIE

Vanaf dag 5 na de operatie gaat u de EVEBRA-pomp en de EVE-cups weer gebruiken op programma 1 (continu -20). Indien er op de plaatsen van de lipofilling openingen op de borst een pleister zit, mag u deze 1 dag na de operatie eraf halen.

DOUCHEN

Wacht 24 uur na de ingreep voordat u een douche neemt.

EVEBRA-POMP® IN COMBINATIE MET EVEBRA-CUP(S)

Op dag 5 na de operatie start u weer met de EVEbra-pomp® en de EVEbra-cup(s) gedurende 2 weken, 10 uur aaneengesloten programma 1 (continu -20). De borst(en) zullen gedurende de twee weken dat u de EVEbra-pomp® en de EVEbra-cup(s) draagt, hard aanvoelen. Dit verandert zodra u stopt met het dragen.

DRUKKLEDING

Na de ingreep draagt u gedurende 2 weken 24 uur per dag drukkleding op de plaats waar de liposuctie heeft plaatsgevonden.

VOORZORGEN EN WAARSCHUWINGEN

DAGELIJKSE VERZORGING

- Reinig borst en oksel met een ongeparfumeerde zeep of gel voor het aanbrengen van het EVEbra®-systeem
- Droog de huid met een niet-pluizende handdoek.
- Reinig de huid met een ongeparfumeerde zeep of gel na het afdoen van het EVEbra®-systeem.
- Breng vervolgens een huidherstellende crème aan. Dit helpt uw huid te kalmeren en te revitaliseren na het dragen van het EVEbra®-systeem.

ADVIES

Gebruik gedurende de tijd (6 weken) van het dragen van de EVEbra®-pomp in combinatie met EVEbra-cup(s) geen **bodylotion of bodyolie**.

Deze producten kunnen schadelijk zijn voor de siliconenranden van de EVEbra-cup(s). Bovendien maken deze olieachtige producten de huid erg vettig, waardoor de cups minder goed kunnen kleven op de huid.

WAARSCHUWINGEN

Bij een ernstige irritatie van de huid of bij klachten van blaren en/of ontvelde huid dient u contact op te nemen met uw behandelaar voor overleg. Behandel de huid niet met corti-costeroiden of andere crèmes op basis van steroiden. Dit zou kunnen leiden tot een atro-fiëring (dunner worden) van de huid en tot andere huidaandoeningen. Overleg met uw arts en start eventueel met het gebruik van de **EVE protect ring** (beschermende pleister)

VOORZORGEN

Het soepele membraam van de cup en de BH zijn gemaakt van een hypoallergeen materiaal. Dit materiaal leent zich voor duurzaam gebruik op de huid.





ONGEWENSTE NEVENEFFECTEN

- Huidirritatie
- Jeuk
- Buitensporig zweten
- Zwelling
- Vergroting of tijdelijke vermindering van gevoel in de tepel(s)
- Hyperpigmentatie
- Costochondritis (pijnlijke ontsteking van het kraakbeen van de ribben)
- Syndroom van Tietze. Dit syndroom is vergelijkbaar met costochondritis, maar in dit geval is er naast pijnklachten eveneens sprake van een zwelling onder het borstbeen en/of een rode verkleuring van de huid op de pijnlijke plek

ONTSTEKING, IRRITATIE EN JEUK

Diverse reacties kunnen optreden wanneer de huid in contact komt met de verbinding van de cups. Hierdoor kan huidirritatie ontstaan. Behandel de huid daar waar de rand van de cup op de huid komt met caviol swap (bij de apotheek te verkrijgen). Reinig de huid met een ongeparfumeerde zeep/gel.

Droog de huid met een niet-pluizende

handdoek, laat de huid nog enkele minuten aan de lucht drogen. Smeer de huid (dun) in met een huidherstellende crème. Indien de symptomen toch blijven bestaan, neem dan contact op met uw behandelend arts. **Vouw de siliconen rand goed naar buiten alvorens het aanbrengen van de cup, zodat deze niet naar binnen krult wanneer de pomp wordt aangezet.**

BLAREN EN BLAASJES

In het geval van het verschijnen van blaren en blaasjes, dient u te stoppen met de EVEbra®-pomp in combinatie met de EVEbra-cup(s). Probeer de blaren of blaasjes niet stuk te maken. Overleg met uw arts en start eventueel met het gebruik van de EVE-protect (beschermende pleister).

GEVOELIGHEID VAN DE TEPEL

Gevoeligheid van de tepel is gebruikelijk en vermindert in het algemeen na een korte periode van gewenning. U moet rekenen dat het na 1 tot 2 weken weer vermindert.

Behandeling: maak overdag, wanneer u de EVEbra®-pomp in combinatie met EVEbra-cup(s) niet draagt, gebruik van de Elasto-Gel BreastPads. Dit zijn glycerineverbanden die u over de tepel plakt.

Glycerineverbanden verkoelen en herstellen de huid. Elasto-Gel BreastPads zijn verkrijgbaar bij de apotheek.

SILICONENALLERGIE

Allergische reacties (extreem zeldzaam) karakteriseren zich door jeuk, roodheid en bultjes, die verschijnen in de gebieden waar de verbindingsrand tussen de siliconenrand en de cups de huid heeft geraakt. In het geval van het vermoeden van een allergische reactie, dient bij u een allergietest te worden gedaan. In geval van siliconenallergie wordt verder gebruik van de EVEbra-pomp® in combinatie met de EVEbra-cup(s) ontraden.

IN GEVAL U DE BEHANDELING MOET ONDERBREKEN

Indien de behandeling onderbroken moet worden om een huidreactie te behandelen, wordt aangeraden om de huid te reinigen met een ongeparfumeerde zeep/gel en een herstellende/verzorgende crème. Zodra de huid weer hersteld is, kunt u weer doorgaan met het dragen van de EVEbra-pomp® in combinatie met EVEbra-cup(s). Eventueel in overleg de EVE protect pleisters gaan gebruiken. Het onderbreken van de behandeling gebeurt altijd in overleg met uw behandelend arts.

BESCHADIGING VAN DE SILICONENRAND DOOR TE VER OF JUIST NIET VER GENOEG UITTREKKEN

- De siliconenrand beschadigt vaak door het verkeerd plaatsen van de cup op de huid.
- Als de siliconenrand niet licht naar buiten is bewogen bij het plaatsen van de cups zal, als het systeem druk opbouwt, de siliconenrand naar binnen getrokken worden. De plastic cup steunt dan niet meer op het midden van de siliconenrand, waardoor er een enorme druk op de siliconenrand ontstaat en deze scheurt, verbrokkelt en/of beschadigt. Hierdoor kan de cup pijnlijk op de ribben drukken.
- Het is dus belangrijk om de cups echt zorgvuldig aan te brengen!
- Zorg ervoor dat de siliconenranden geheel vrij zijn van pluisjes. **Dus na gebruik altijd weer afdekken met een plastic folie.**


DE EVEBRA-POMP® IN COMBINATIE MET DE EVEBRA-CUP(S) MAG NIET WORDEN GEBRUIKT IN DE VOLGENDE SITUATIES:

- Na een mastopexie (borstlift): er dienen minimaal 6 maanden verstreken te zijn na een mastopexie.
- Na het verwijderen van een implantaat: overleg met behandelend arts alvorens u met de EVEbra-pomp® in combinatie met EVEbra-cup(s) begint.
- Na het nemen van een biopt: er dienen minimaal 3 maanden verstreken te zijn nadat er een biopt is genomen (of zelfs langer totdat er een benigne - goedaardig resultaat - is).
- Na het leegzuigen van een cyste dient u minimaal 1 maand te wachten.
- Bij het geven van borstvoeding: EVEbra-pomp® in combinatie met EVEbra-cup(s) mag 3 maanden na het geven van borstvoeding worden gebruikt.
- Tijdens de zwangerschap: EVEbra-pomp® in combinatie met EVEbra-cup(s) mag 3 maanden na de zwangerschap worden gebruikt, maar alleen als u geen borstvoeding geeft.

DE EVEBRA-POMP® IN COMBINATIE MET EVEBRA-CUP(S) MAG WÉL WORDEN GEBRUIKT

- Bij het gebruik van de pil of andere hormoontherapieën
- Indien er familiair (bij moeder of zuster) een voorgeschiedenis van borstkanker is
- Indien uw moeder of zuster een gediagnosticeerde post-menopauzale borstkanker heeft gehad (borstkanker die zich na de menopauze voordoet), kunt u de EVEbra-pomp® in combinatie met de EVEbra-cup(s) pas gebruiken nadat u een mammografie en een onderzoek van de borsten hebt laten uitvoeren door uw plastisch chirurg.





BOVENAANZICHT EVEBRA®




EVEBRA® -VOEDINGSADAPTER
5V - 2.0A, LENGTE 4 METER

Het apparaat dient te worden ingeschakeld met de hoofdschakelaar links boven van het apparaat.



Waarna het apparaat te bedienen is met de toetsen op de bovenzijde van het apparaat corresponderend met de aangegeven knop op het LCD.



Opstartscherm

Het EVEbra-systeem® is voorzien van een LCD-scherm aan de bovenkant van het apparaat.

Op dit scherm wordt informatie weergegeven over de huidige functie of instelling.

Uitschakelen van het apparaat kan alleen indien de pomp niet is ingeschakeld door de hoofdschakelaar 3 seconden ingedrukt te houden.



Batterij vol



Batterij 60% vol



Batterij 30%



Batterij bijna leeg



Batterij wordt opgeladen



Waarschuwingsteken om aan te geven dat de druk buiten de instellingen is of is geweest indien vertraagd alarm is ingeschakeld



Continu-mode ingeschakeld



Countdown-indicator stopknop



Indicatie van resterende tijd batterij / Indicatie van resterende oplaadtijd batterij



Akoestisch signaal alarmeren uitgeschakeld

Time out: 4 min

Resterende tijd tot het Stand-by alarm wordt ingeschakeld

ALARM

De pomp heeft drie soorten van alarm:

- Druk tolerantie-alarm
- Standby-alarm
- Batterijspanning

wanneer de huidige onderdruk buiten de gestelde grenzen komt, zal er een pulserend alarm klinken.

Tijdens het opbouwen van negatieve druk heeft het alarm ingebouwde vertraging. De alarmfunctie wordt geactiveerd ongeveer 40 seconden na het starten van de pomp. Als de druk binnen deze 40 seconden niet binnen het ingestelde bereik is, zal het alarm klinken.

Als tijdens het gebruik van het EVEbra-systeem® de pomp wordt stilgezet met de stoptoets, zal er een standby-alarm klinken indien de pomp binnen 5 minuten niet opnieuw is aangezet. Tijdens een drukalarm zal het EVEbra-systeem® uitschakelen. Het alarm zal blijven klinken tot er op of wordt gedrukt.



ALARM TIJDENS OPBOUW ONDERDRUK

Wanneer het EVEbra-systeem® aangezet wordt, zal deze de ingestelde onderdruk regelen. Als er geen slang is aangekoppeld of er een groot lek is, kan het apparaat de ingestelde onderdruk niet halen en zal het alarm visueel worden weergegeven op het display en zal er een akoestisch signaal klinken. Tijdens dit alarm zal het EVEbra-systeem® uitschakelen en het volgende worden weergegeven op het display:




De behandeling zal weer starten



Resulteert in terugkeren naar het Start menu. Let op: het Stand-by Alarm zal hierbij na 5 minuten klinken als de pomp niet wordt ingeschakeld.

Dit alarm zal alleen klinken tijdens de opstart van de behandeling (na druk op Start).

Vermoedelijke oorzaak: de Cup(s) zijn niet goed bevestigd aan de EVEbra-pomp® of de slang is los. Controleer de slang(en) en verzeker u ervan dat de cups(s) goed bevestigd is (zijn) en herstart de behandeling. Indien u zelf het probleem niet kunt verhelpen contact opnemen met uw zorginstelling.



Als u tijdens de behandeling bij gedimde helderheid één van de 4 toetsen aanraakt, zal de helderheid naar 100% gaan. Het is mogelijk het scherm te dimmen naar de ingestelde helderheid door een van de toetsen, behalve de “Stop” toets, in te drukken.

De EVEbra-pomp® wordt uitgezet door voor 3 seconden op de “Stop toets” te drukken. De groene balk boven de “Stop” knop fungeert als countdown indicator. Indien de “Stop” knop ingedrukt wordt, zal deze groene balk langzaam wit worden (visuele countdown) Als de balk geheel wit is, zijn de 3 seconden over, zal er een piep te horen zijn en wordt de behandeling gestopt.

Het Hoofd menu wordt weergegeven op het display. Indien u de “Stop” knop los laat binnen de 3 seconden, zal de behandeling voortgezet worden en zal de balk ook weer geheel groen zijn.

OVERZICHT



Gedurende behandeling



Stop knop indien voor 2 seconden




Stop knop indien voor 1 seconde




Stop knop indien voor 3 seconden

Een piep zal te horen zijn en het Start menu wordt weergegeven op het display. Tevens zal er onderaan in het scherm de resterende tijd in minuten worden weergegeven voordat het Standby-alarm zal worden geactiveerd.



ALARM WEGVALLEN ONDERDRUK / ONVERMOGEN INGESTEL- DE ONDERDRUK TE HALEN BIJ MAXIMAAL POMPVERMOGEN




Wanneer de ingestelde onderdruk is bereikt en er wordt een slang losgekoppeld, valt de onderdruk direct weg in de EVEbra-pomp®. Als de cup(s) los van de huid is/zijn of het systeem om een andere rede niet luchtdicht is, zal de EVEbra-pomp® proberen de ingestelde onderdruk te halen.

Wanneer de pomp op maximale toeren draait maar nog steeds niet bij de ingestelde onderdruk komt, zal het alarm gaan klinken. Dit alarm zal alleen in werking treden indien de ingestelde onderdruk reeds éénmaal is bereikt.

Anders zal het alarm “geen druk” in werking treden. Er zal een uitroepteken in het scherm verschijnen ten teken dat de druk buiten de setting is geweest.

De pomp heeft nu de ingestelde tijd om terug te keren binnen de ingestelde settings. Als de druk weer binnen de settings is, zal de pomp gewoon verder functioneren en blijft het uitroepteken in beeld ten teken dat de druk buiten de setting is geweest. Als de druk niet binnen de tijd weer binnen de settings is, zal het alarm in werking treden.

BIJ WEGVALLEN ONDERDRUK



De behandeling zal weer starten



Resulteert in terugkeren naar het Start menu. Let op: het Stand-by Alarm zal hierbij na 5 minuten klinken als de pomp niet wordt ingeschakeld.

Als de druk niet binnen de tijd weer binnen de settings is, zal het alarm in werking treden.

BIJ LEKKAGE (ONVERMOGEN INGESTELDE ONDERDRUK TE BEREIKEN/HANDHAVEN)



De behandeling zal weer starten




Resulteert in terugkeren naar het Start menu. Let op: het Stand-by Alarm zal hierbij na 5 minuten klinken als de pomp niet wordt ingeschakeld.

Vermoedelijke oorzaak: Cup(s) niet goed bevestigd aan de EVEbra-pomp® of de slang is los. Controleer de slang(en) en verzeker u ervan dat de cup(s) goed bevestigd is (zijn) en herstart de behandeling. Indien u zelf het probleem niet kunt verhelpen, contact opnemen met uw zorginstelling.

STANDBY-ALARM

Als de pomp met de start/stopknop is uitgeschakeld en na de te verrichten werkzaamheden niet is aangezet, zal er na 5 minuten een alarm klinken ten teken dat de pomp niet is aangezet. Let op: dit alarm werkt alleen indien de pomp aan heeft gestaan.



De behandeling zal weer starten



Resulteert in terugkeren naar het Start menu. Let op: het Stand-by Alarm zal hierbij na 5 minuten klinken als de pomp niet wordt ingeschakeld.

Als er 5 minuten nadat het EVEbra-systeem® voor de 1e keer wordt ingeschakeld met de aan/uit-toets op de voorzijde van het apparaat geen toets wordt aangeraakt en er geen behandeling is gestart, zal het EVEbra-systeem® automatisch uitschakelen. Indien de EVEbra-pomp® is aangesloten op de lader, zal alleen het LCD uitschakelen. Het gehele apparaat wordt dan pas uitgeschakeld indien deze wordt losgekoppeld van de lader.



VOORBEREIDINGEN


U dient dagelijks, voor het dragen van de cups, uw borsten en het okselgebied te reinigen met een ongeparfumeerde zeep/gel zoals bijvoorbeeld Sanex Zero. Hiermee verwijdert u dode huidcellen en deodorant. Ook revitaliseert u uw huid en brengt u, waar de cups de huid raken, de vochtigheid van de huid terug. Spoel en droog het zojuist gereinigde gebied met een niet-pluizende handdoek. Plaats de cups nooit op de nog vochtige huid.

Gebruik bij irritatie Cavilon® swabs en laat de huid enkele minuten drogen voor het aanbrengen van de cups.



HET AANBRENGEN VAN DE CUP(S)

1. Verwijder het plastic folie dat de siliconenranden van de cups beschermt. Probeer deze plastic folie in goede staat te houden. Mocht dit niet lukken, gebruik dan diepvrieszakjes of een plastic insteekhoes als bescherming van de siliconenranden als de cups niet worden gebruikt. Knip een plastic insteekhoesje doormidden en dek hiermee de siliconenranden af als u klaar bent met de behandeling.
2. Plaats de cup door de siliconenrand tussen duim en wijsvinger te houden, waarbij de siliconenrand naar buiten wijst. Deze stap is bijzonder belangrijk voor een goede aanhechting van de cups, hun levensduur en voor het vermijden van problemen met de huid op het punt waar de cups geplaatst zijn. Het is van groot belang dat u controleert of er geen plooien in de siliconenrand zitten.
3. Iedere instulping van de rand naar de binnenzijde van de cup kan het functioneren van het systeem verhinderen, de siliconenrand beschadigen en pijn opleveren daar waar de plastic cup de huid raakt.
4. Buig voorover om de borst in de cup te laten "glijden". Dit kunt u doen door de hand vlak bovenop de borst te plaatsen zodat uw borst gelift wordt. Plaats de cup 2 vingers onder de borstaanzet en plaats de cup van onder naar boven.
5. Gebruik de onderarm voor het op de plaats houden van de eerste cup, terwijl u de tweede cup plaatst.
6. Zodra ook de tweede cup op zijn plaats zit, inspecteert u het hele gebied waar de cups de huid raken om na te gaan of de cups op een comfortabele wijze op de huid aansluiten en of zij goed onder de borst zitten.



VERZORGING VAN DE HUID EN ONDERHOUD VAN DE CUPS

Na het afnemen van de cups (u steekt voorzichtig 1 vinger onder de siliconenrand van de cup) reinigt u de huid met een ongeparfumeerde zeep/gel. Breng vervolgens een huidherstellende crème aan. (bijvoorbeeld Bepanthen) Dit helpt uw huid te kalmeren en te revitaliseren na het dragen van de EVEbra-cup(s).

De cups na gebruik spoelen met lauwwarm water. Laat de cups aan de lucht in een stofvrije ruimte drogen. Zorg dat er geen pluïsjes of haren van een doek of papier op de siliconenrand achterblijven.

Plaats plastic beschermfolie op de siliconenrand en leg de cups weer terug in de doos.

(Tip: knip een mal uit stevig plastic, bijvoorbeeld een insteekhoes)

Let op: keukenfolie is niet geschikt.

Plaats het geheel met de cuphouder in de doos waar het uitkwam en bewaar buiten de directe omgeving van een warmtebron.

Door alcohol en alcoholhoudende producten wordt de siliconenrand aangetast en komt de garantie te vervallen.

TIPS

- Plaats de onderdelen van de EVEbra-pomp® en de EVEbra-cup(s) nooit in een vaatwasser, wasmachine, droger, onder een elektrische droger of in een magnetron.
- Laat de onderdelen van de EVEbra-pomp® en de EVEbra-cup(s) nooit in de zon in de auto liggen.
- Extreme warmte of koude beschadigt de onderdelen.
- Houdt de onderdelen van de EVEbra-pomp® en de EVEbra-cup(s) buiten het bereik van huisdieren en
- Bewaar ze ingepakt ter bescherming.
- Draag de EVEbra-pomp® en de EVEbra-cup(s) niet als u sport of als u een andere fysieke inspanning levert.
- Douche nooit als u de EVEbra-pomp® of EVEbra-cup(s) draagt.
- Uit oogpunt van hygiëne mag uw persoonlijke EVEbra-cup(s) nooit aan anderen worden doorgegeven.

VEELGESTELDE VRAGEN

HOE DIEN IK MIJN HUID TE VERZORGEN ALS IK DE EVEBRA-POMP® IN COMBINATIE MET DE EVEBRA-CUP(S) GEBUIK?

- Reinig uw borsten met de “Sanex Zero% (lactoserum)” of een vergelijkbaar product.
- Na elk gebruik van de cups reinigt u de siliconenrand die in contact is geweest met de huid met lauw warm water en eventueel met een pH neutrale shampoo zoals baby shampoo.
- Na elke sessie brengt u een huidherstellende crème voor herstel en rehydratatie van uw huid aan.(bijvoorbeeld Bepanthen) U mag uw huid meerdere keren per dag hydrateren. Maar vergeet vooral niet de huid goed te reinigen elke keer voordat u de cups plaatst.

MIJN CUPS BLIJVEN MINDER GOED ZITTEN. WAT MOET IK NU DOEN?

- Gebruik geen hydraterende (vochtinbrengende) lotion, een poeder of deodorant terwijl u de EVEbra cup(s) draagt.
- Gebruik nooit schuurmiddelen en/of pluizend papier of doek om de cups schoon te maken.
- Laat de cups nooit drogen in de zon of in de nabijheid van een warmtebron.
- Gebruik nooit chemische producten om de oppervlakte van de cups schoon te maken.
- Gebruik nooit antibacteriële middelen of hydraterende middelen om de cups schoon te maken.
- Bewaar de cups in een omgeving die vrij is van stof en haren. De buitenrand mag niet worden afgedekt met haren, een vacht of een kleed.
Op langere termijn zal de siliconenrand minder plakken dan toen hij nieuw was; dat is normaal en het gevolg van normaal gebruik. Een zorgvuldig dagelijks onderhoud, waarbij onze aanbevelingen worden opgevolgd, zorgt ervoor dat u de cups juist behandelt. Desalniettemin kan het zijn dat bij zeer langdurig gebruik in de loop van de behandeling een nieuwe set cups dient te worden aangeschaft. Doe dit niet zonder overleg met uw behandelaar.



BEPERKINGEN T.A.V. HET GEBRUIK VAN MEDICIJNEN

Het gebruik van de EVEbra-pomp® in combinatie met de EVEbra-cup(s) is verboden voor patiënten die de volgende medicijnen gebruiken of behandelingen volgen:

- Herceptin
- Plavix (en andere middelen ter vermindering van atherosclerotische aandoeningen)
- (Coumarinederivaten en andere bloedverdunners)
- Chronisch of langdurig gebruik van orale steroïden en corticosteroïden
- Chemotherapie
- Immunosuppressiva
- Chronisch of langdurig gebruik van aspirine
- Chronisch of langdurig gebruik van anti-inflammatoire middelen (bijv. NSAIDS)
- Heparine
- Herceptine of andere anti-angiogenetische middelen
- Analgetica en narcotica

Het gaat hierbij om geneesmiddelen die op dagelijkse basis worden genomen, in het geval dat er sprake is van een medische chronische situatie om de klachten of de oorzaak van de aandoening weg te nemen.

Twee maanden na laatste dosis Herceptin mag men starten met de EVEbra-pomp® in combinatie met EVEbra-cup(s).





Bij aanvullende vragen of problemen kunt u contact opnemen
met uw contactpersoon van het ziekenhuis of kliniek.



Instructievideo